


HIA Clermont-Tonnerre Brest Laboratoire de Biologie Médicale 	Mode opératoire	Code : MET-MO-PLAGE TEM Version n°01
	Convention sur les températures de conservation et de transport	Date d'application : 29/01/2018
		Page : 1 / 2

VERSION	COMMENTAIRE	DATE
01	Création du document	29/01/2018

Rédaction	Vérification	Approbation	Validation
Date : 15/12/2017 Fonction : Responsable des Systèmes d'Informations Visa électronique : LEFEBVRE	Date : 07/01/2018 Fonction : Responsable Métrologie Visa électronique : LARJAUD	Date : 19/01/2018 Fonction : Biologiste Responsable Visa électronique : VAILLANT	Date : 29/01/2018 Fonction : Responsable Documentaire Visa électronique : THIBAUT

CONVENTION SUR LES TEMPERATURES DE CONSERVATION ET DE TRANSPORT

Ce document définit les différentes températures à respecter pour la conservation et le transport des échantillons.



CONGELE : $-22^{\circ}\text{C} \pm 4$



EN ENCEINTE REFRIGERE : $5^{\circ}\text{C} \pm 3$



CONSERVATION A TEMPERATURE AMBIANTE : $15 - 25^{\circ}\text{C}$

TRANSPORT A TEMPERATURE AMBIANTE : $8-25^{\circ}\text{C}$



CONSERVATION EN ENCEINTE CHAUFFEE : $37^{\circ}\text{C} \pm 1$